

Sonderangebot gültig bis zum 31.08.2012

LABC-Polypropylen-Siebgewebe

Polypropylen Siebgewebe

Temperaturbeständig von 0°C bis 150°C, bei längerer Belastung bis 125°C, beständig gegen hochkonzentrierte Laugen, bei org. Lösungsmitteln beschränkt einsetzbar. Wir bieten die Siebgewebe ab einer Länge von einem Meter an. Aufgrund von technischen Grenzen bei der Zuschneidung können die Gewebebreiten zwischen 102 – 149 cm variieren. Die genaue Breite entnehmen Sie bitte der nachstehenden Liste.

Artikel	Maschenweite in µm	Offene Siebfläche in %	Breite in cm	Alter Preis pro lfd. Meter	Sonderpreis pro lfd. Meter
3H105	105	25,0	115	120,00 €	83,70 €
3H125	125	30,0	139	120,00 €	83,70 €
3H150	150	33,5	104	120,00 €	83,70 €
3H177	177	28,5	139	120,00 €	83,70 €
3H210	210	31,5	102	96,00 €	80,50 €
3H250	250	28,5	139	96,00 €	80,50 €
3H280	280	40,5	145	96,00 €	80,50 €
3H295	295	23,0	145	96,00 €	80,50 €
3H300	300	33,5	145	96,00 €	80,50 €
3H350	350	32,0	144	96,00 €	80,50 €
3H405	405	41,0	112	96,00 €	80,50 €
3H500	500	35,5	102	96,00 €	80,50 €
3H590	590	38,5	149	96,00 €	80,50 €
3H710	710	41,0	142	96,00 €	80,50 €
3H840	840	45,0	145	79,00 €	65,00 €
3H1000	1000	44,5	148	79,00 €	65,00 €
3H1190	1190	41,5	148	79,00 €	65,00 €
3H1680	1680	46,0	139	105,00 €	65,00 €
3H2000	2000	51,0	139	105,00 €	65,00 €
3H2400	2400	50,0	115	105,00 €	65,00 €
3H3360	3360	59,5	142	105,00 €	65,00 €

Sonderangebot gültig bis zum 31.08.2012

LABC-Polyester-Siebgewebe

Polyester Siebgewebe

Temperaturbeständig von -75°C bis 150°C, bei längerer Beanspruchung bis 125°C, weitgehend beständig gegen Säuren, unbeständig bei Laugen. Wir bieten die Siebgewebe ab einer Länge von einem Meter an. Aufgrund von technischen Grenzen bei der Zuschneidung können die Gewebebreiten zwischen 102 -118 cm variieren.

Artikel	Maschenweite in μm	Offene Siebfläche in %	Alter Preis pro lfd. Meter	Sonderpreis pro lfd. Meter
1H1	1	1,5	147,00 €	107,85 €
1H5	5	5,0	147,00 €	92,10 €
1H6	5	5,5	147,00 €	92,10 €
1H10	10	5,0	147,00 €	85,50 €
1H20	20	12,0	147,00 €	85,50 €
1H30	30	16,5	147,00 €	85,50 €
1H53	53	24,0	147,00 €	53,80 €
1H70	70	39,5	119,00 €	47,60 €
1H80	80	32,0	119,00 €	47,60 €
1H100	100	32,0	119,00 €	39,60 €
1H150	150	40,5	119,00 €	39,60 €
1H200	200	39,0	119,00 €	37,00 €
1H250	250	46,0	87,00 €	37,00 €
1H400	400	48,0	87,00 €	37,00 €
1H500	500	48,0	87,00 €	37,00 €
1H600	600	51,0	87,00 €	37,00 €
1H700	700	54,0	87,00 €	37,00 €
1H800	800	54,5	90,00 €	37,00 €
1H900	900	56,0	90,00 €	37,00 €
1H1000	1000	57,5	90,00 €	39,60 €
1H1600	1600	61,0	90,00 €	39,60 €
1H2000	2000	51,0	90,00 €	39,60 €
1H3000	3000	62,0	90,00 €	39,60 €
1H4000	4000	64,0	90,00 €	39,60 €

Sonderangebot gültig bis zum 31.08.2012

LABC-Polyamid-Siebgewebe

Polyamid Siebgewebe

Temperaturbeständig von -40°C bis 115°C (trocken), in Wasser 95° bis 100°C, eingeschränkt beständig gegen Säuren, hervorragend beständig gegen Alkalien. Wir bieten die Siebgewebe ab einer Länge von einem Meter an. Aufgrund von technischen Grenzen bei der Zuschneidung können die Gewebebreiten zwischen 102 -118 cm variieren.

Artikel	Maschenweite in µm	Offene Siebfläche in %	Alter Preis pro lfd. Meter	Sonderpreis pro lfd. Meter
4H1	1	0,8	145,00 €	105,75 €
4H5	5	5,0	145,00 €	91,50 €
4H6	6	5,0	145,00 €	91,50 €
4H10	10	6,0	135,00 €	83,25 €
4H15	15	9,5	135,00 €	83,25 €
4H20	20	14,0	135,00 €	83,25 €
4H30	30	23,5	135,00 €	72,75 €
4H40	40	43,0	135,00 €	57,50 €
4H50	50	30,0	135,00 €	51,80 €
4H60	60	29,0	105,00 €	46,80 €
4H70	70	37,0	105,00 €	44,50 €
4H80	80	28,5	105,00 €	44,50 €
4H90	90	35,0	105,00 €	44,50 €
4H100	100	32,0	105,00 €	38,00 €
4H125	125	40,0	105,00 €	38,00 €
4H150	150	41,5	105,00 €	38,00 €
4H200	200	39,0	105,00 €	35,80 €
4H250	250	45,5	75,00 €	35,80 €
4H300	300	45,0	75,00 €	35,80 €
4H400	400	46,5	75,00 €	35,80 €
4H500	500	47,0	75,00 €	35,80 €
4H600	600	50,5	75,00 €	35,80 €
4H700	700	54,0	75,00 €	35,80 €
4H800	800	53,0	60,00 €	35,80 €
4H1000	1000	56,5	60,00 €	37,80 €
4H1800	1800	50,0	60,00 €	37,80 €
4H2000	2000	53,0	60,00 €	37,80 €
4H3300	3300	59,0	60,00 €	37,80 €
4H4000	4000	64,0	60,00 €	37,80 €